



Sicherheit
Safety



Montage
Mounting



Bedienung
Handling



Stückliste
Bill of material


UDAPTION®


Table-Series


Clamp 22 JI

6120-0011










1x
1021-0616



1x
1022-0620




1x
1022-0650









1x
1022-0635













1x
1099-0031




















5







Pos.	Art. No.	Beschreibung / Description	Qty.
1	6101-2060	FC Superclamp 22	1
2	6110-2311-007	90° Bogen Ø 22X190X175mm schwarz eloxiert mit Lamellenstopfen 90° bent Ø 22X190X175mm black anodized with lamella plugs	1
3	6105-1101	Standard Rohrgelenk 22/ Standard joint 22	1
4	6110-2241-007	AL-Rundrohr Ø 22X2X400 schwarz eloxiert mit Lamellenstopfen AL- Tube Ø 22X2X400 black anodized with lamella plugs	1
5	6180-0001	UDA-1B-22	1
6	1022-0850	Zylinderschraube M8X50 / Cylinder head bolt M8X50	1
7	1022-0835	Zylinderschraube M8X35 / Cylinder head bolt M8X35	1
8	1022-0625	Zylinderschraube M6X20 / Cylinder head bolt M6X20	1
9	1022-0616	Zylinderschraube M6X16 / Cylinder head bolt M6X16	1
10	1099-0031	4mm Sechskantschlüssel / 4mm Allen key	1



Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise für „Table-Series“
Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Reinigungs- und Desinfektionsrichtlinien“



Please also note the document “General safety and warning information for „Table-Series“
Please also note the document “Cleaning and Disinfection Guidelines”



Veuillez également noter le document « Informations générales de sécurité et d'avertissement pour „Table-Series“
Veuillez également noter le document « Consignes de nettoyage et de désinfection »



Si prega di leggere anche il documento “Informazioni generali sulla sicurezza e avvertenze per il „Table-Series“
Si prega di prendere visione anche del documento “Linee guida per la pulizia e la disinfezione”



Tenga en cuenta también el documento “Información general de seguridad y advertencias para „Table-Series“
Tenga en cuenta también el documento „Pautas de limpieza y desinfección”.



Observe também o documento “Informações gerais de segurança e aviso para „Table-Series“
Observe também o documento “Diretrizes de Limpeza e Desinfecção”



Kérjük, vegye figyelembe az „Általános biztonsági és figyelmeztető utasítások az „Table-Series“ című dokumentu-
mot is. Kérjük, vegye figyelembe a „Tisztítási és fertőtlenítési irányelvek” című dokumentumot is.



Lees ook het document “Algemene veiligheids- en waarschuwingeninformatie voor „Table-Series“
Neem ook het document “Reinigings- en desinfectierichtlijnen” in acht.



Vær også oppmerksom på dokumentet „Generell sikkerhets- og advarselsinformasjon for „Table-Series“
Vær også oppmerksom på dokumentet „Retningslinjer for rengjøring og desinfeksjon



Bemærk også dokumentet „Generel sikkerheds- og advarselsinformation for „Table-Series“
Bemærk også dokumentet „Rengørings- og desinfektionsretningslinjer“



Observera även dokumentet „Allmän säkerhets- och varningsinformation för „Table-Series“
Observera också dokumentet „Rengörings- och desinfektionsriktlinjer“



Huomioi myös asiakirja „Yleiset turvallisuus- ja varoitukset „Table-Series“
Huomioi myös asiakirja „Puhdistus- ja desinfiointiohjeet“

INSORS® GMBH



Struthof 2
55595 Münchwald / Germany



+49 6706 915 1630



+49 6706 915 1640



udaption@insors.de



www.udaption.com

