



**Sicherheit**  
**Safety**



**Montage**  
**Mounting**



**Bedienung**  
**Handling**



**Stückliste**  
**Bill of material**






# UDAPTION®


## Mobile-Series






**Mobile S UDA**







**6119-0020**


































| Pos. | Art. No.      | Beschreibung / Description                                                                                    | Qty. |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 6105-1116     | Standard Rohraufnahme 16 RKN50 / Standard tube socket 22 RKN 50                                               | 1    |
| 2    | 6110-6251-007 | AL-Rundrohr Ø 16X2X250 schwarz eloxiert mit Lammellenstopfen AL-<br>Tube Ø 16X2X250 with lamella plugs        | 1    |
| 3    | 6104-0037     | Schwenkgelenk MM / Swivel-Unit MM                                                                             | 1    |
| 4    | 6110-6402-007 | AL-Rundrohr Ø 16X2X400 schwarz eloxiert mit Abrutschsicherung AL-<br>Tube Ø 16X2X400 with slip out protection | 1    |
| 5    | 6105-1201     | Standard Rohrgelenk 16 mm / Standard joint 16 mm                                                              | 1    |
| 6    | 6110-6302-007 | AL-Rundrohr Ø 16X2X300 schwarz eloxiert mit Abrutschsicherung AL-<br>Tube Ø 16X2X300 with slip out protection | 1    |
| 7    | 6105-1205     | Standard Rohrgelenk 16-10 / Standard Joint 16-10                                                              | 1    |
| 8    | 6180-0003     | UDA PIN                                                                                                       | 1    |
| 9    | 1022-0635     | Zylinderschraube M6X35 / Cylinder head bolt M6X35                                                             | 1    |
| 10   | 1022-0640     | Zylinderschraube M6X40 / Cylinder head bolt M6X40                                                             | 1    |
| 11   | 1099-0039     | 5mm T-Griff Sechskantschlüssel / 5mm T-Handle Allen Key                                                       | 1    |
| 12   | 1099-0031     | 4mm Sechskantschlüssel / 4mm Allen Key                                                                        | 1    |





Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise für „Mobile-Series“  
Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Reinigungs- und Desinfektionsrichtlinien“



Please also note the document “General safety and warning information for „Mobile-Series“  
Please also note the document “Cleaning and Disinfection Guidelines”



Veuillez également noter le document « Informations générales de sécurité et d'avertissement pour „Mobile-Series“  
Veuillez également noter le document « Consignes de nettoyage et de désinfection »



Si prega di leggere anche il documento “Informazioni generali sulla sicurezza e avvertenze per il „Mobile-Series“  
Si prega di prendere visione anche del documento “Linee guida per la pulizia e la disinfezione”



Tenga en cuenta también el documento “Información general de seguridad y advertencias para „Mobile-Series“  
Tenga en cuenta también el documento „Pautas de limpieza y desinfección“.



Observe também o documento “Informações gerais de segurança e aviso para „Mobile-Series“  
Observe também o documento “Diretrizes de Limpeza e Desinfecção”



Kérjük, vegye figyelembe az „Általános biztonsági és figyelmeztető utasítások az „Mobile-Series” című dokumentumot is. Kérjük, vegye figyelembe a „Tisztítási és fertőtlenítési irányelvek” című dokumentumot is.



Lees ook het document “Algemene veiligheids- en waarschuwingeninformatie voor „Mobile-Series“  
Neem ook het document “Reinigings- en desinfectierichtlijnen” in acht.



Vær også oppmerksom på dokumentet „Generell sikkerhets- og advarselsinformasjon for „Mobile-Series“  
Vær også oppmerksom på dokumentet „Retningslinjer for rengjøring og desinfeksjon



Bemærk også dokumentet „Generel sikkerheds- og advarselsinformation for „Mobile-Series“  
Bemærk også dokumentet „Rengørings- og desinfektionsretningslinjer“



Observera även dokumentet „Allmän säkerhets- och varningsinformation för „Mobile-Series“  
Observera också dokumentet „Rengörings- och desinfektionsriktlinjer“



Huomioi myös asiakirja „Yleiset turvallisuus- ja varoitukset „Mobile-Series“  
Huomioi myös asiakirja „Puhdistus- ja desinfiointiohjeet“

INSORS® GMBH



Struthof 2  
55595 Münchwald / Germany



+49 6706 915 1630



+49 6706 915 1640



udaption@insors.de



www.udaption.com

