



Sicherheit
Safety



Montage
Mounting



Bedienung
Handling




Stückliste
Bill of material

UDAPTION®


Table-Series



Clamp 16 III UDA / PIN
6120-0018 / 6120-0019



















 max. 1,45 kg














1021-0640-DOR





1022-0640








1021-0635-DOR





1022-0635








5




6120-0019





Pos.	Art. No.	Beschreibung / Description	Qty.
1	6101-2061	FC Superclamp 16	1
2	6110-6301-007	AL-Rundrohr Ø 16X2X300 schwarz eloxiert mit Lamellenstopfen AL-Tube Ø 16X2X300 with lamella plugs	1
3	6104-0037	Schwenkgelenk MM / Swivel-Unit MM	1
4	6110-6201-007	AL-Rundrohr Ø 16X2X200 schwarz eloxiert mit Lamellenstopfen AL-Tube Ø 16X2X200 with lamella plugs	1
5	6105-1201	Standard Rohrgelenk 16 / Standard Joint 16	1
6	6110-6251-007	AL-Rundrohr Ø 16X2X250 schwarz eloxiert mit Lamellenstopfen AL-Tube Ø 16X2X250 with lamella plugs	1
7	6105-1205	Standard Rohrgelenk 16-10 / Standard Joint 16-10	1
8	6180-0003	UDA PIN (only 6120-0018)	1
9	1022-0635	Zylinderschraube M6X35 / Cylinder head bolt M6X35	1
10	1022-0640	Zylinderschraube M6X40 / Cylinder head bolt M6X40	2
11	1099-0031	4mm Sechskantschlüssel / 4mm Allen Key	1



Pos.	Art. No.	Beschreibung / Description	Qty.
1	6101-2061	FC Superclamp 16	1
2	6110-6301-007	AL-Rundrohr Ø 16X2X300 schwarz eloxiert mit Lammellenstopfen AL-Tube Ø 16X2X300 with lamella plugs	1
3	6104-0037	Schwenkgelenk MM / Swivel-Unit MM	1
4	6110-6201-007	AL-Rundrohr Ø 16X2X200 schwarz eloxiert mit Lamellenstopfen AL-Tube Ø 16X2X200 with lamella plugs	1
5	6105-1205	Standard Rohrgelenk 16-10 / Standard Joint 16-10	1
6	6110-6251-007	AL-Stab Ø 10X250 schwarz eloxiert / AL-Rod Ø 10X250	1
7	6105-1301	Standard Rohrgelenk 10 / Standard Joint 10	1
8	1022-0625	Zylinderschraube M6X25 DIN/ISO 7984 / Cylinder head bolt M6X25	1
9	1022-0635	Zylinderschraube M6X35 DIN/ISO 7984/ Cylinder head bolt M6X35	1
10	1022-0640	Zylinderschraube M6X40 DIN/ISO 7984 / Cylinder head bolt M6X40	1
11	1099-0031	4mm Sechskantschlüssel / 4mm Allen Key	1



Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise für „Table-Series“
Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Reinigungs- und Desinfektionsrichtlinien“



Please also note the document “General safety and warning information for „Table-Series“
Please also note the document “Cleaning and Disinfection Guidelines”



Veuillez également noter le document « Informations générales de sécurité et d'avertissement pour „Table-Series“
Veuillez également noter le document « Consignes de nettoyage et de désinfection »



Si prega di leggere anche il documento “Informazioni generali sulla sicurezza e avvertenze per il „Table-Series“
Si prega di prendere visione anche del documento “Linee guida per la pulizia e la disinfezione”



Tenga en cuenta también el documento “Información general de seguridad y advertencias para „Table-Series“
Tenga en cuenta también el documento „Pautas de limpieza y desinfección“.



Observe também o documento “Informações gerais de segurança e aviso para „Table-Series“
Observe também o documento “Diretrizes de Limpeza e Desinfecção”



Kérjük, vegye figyelembe az „Általános biztonsági és figyelmeztető utasítások az „Table-Series” című dokumentumot is.
Kérjük, vegye figyelembe a „Tisztítási és fertőtlenítési irányelvek” című dokumentumot is.



Lees ook het document “Algemene veiligheids- en waarschuwinginformatie voor „Table-Series”
Neem ook het document “Reinigings- en desinfectierichtlijnen” in acht.



Vær også oppmerksom på dokumentet „Generell sikkerhets- og advarselsinformasjon for „Table-Series”
Vær også oppmerksom på dokumentet „Retningslinjer for rengjøring og desinfeksjon



Bemærk også dokumentet „Generel sikkerheds- og advarselsinformation for „Table-Series”
Bemærk også dokumentet „Rengørings- og desinfektionsretningslinjer“



Observera även dokumentet „Allmän säkerhets- och varningsinformation för „Table-Series”
Observera också dokumentet „Rengörings- och desinfektionsriktlinjer“



Huomioi myös asiakirja „Yleiset turvallisuus- ja varoitukset „Table-Series”
Huomioi myös asiakirja „Puhdistus- ja desinfiointiohjeet“

INSORS® GMBH



Struthof 2
55595 Münchwald / Germany



+49 6706 915 1630



+49 6706 915 1640



udaption@insors.de



www.udaption.com

