



Sicherheit
Safety



Montage
Mounting



Bedienung
Handling



Stückliste
Bill of material

UDAPTION®

Frameclamps

FC Mini



6101-1000

6101-1001-0006









6101-1000



M6X30 - X = 0-10mm
M6X40 - X = 10-20mm







Pos.	Art. No.	Beschreibung / Description	Qty.
1	6101-1309-007	Lklemmbasis Mini 16 SQ	1
2	6101-1409-007	Klemmdeckel Mini 16 SQ	1
3	1022-0630	Zylinderschraube M6X30/ Cylinder head bolt M6X30	2
4	1022-0640	Zylinderschraube M6X40 / Cylinder head bolt M6X40	2
5	1022-0620	Zylinderschraube M6X20 / Cylinder head bolt M6X20	1



6101-1001 - 1006



6101-1001 - X = 10-10,5mm






6101-1002 - X = 11-11,5mm


6101-1003 - X = 12-13mm


6101-1004 - X = 14mm

6101-1005 - X = 15mm

6101-1006 - X = 16mm







Pos.	Art. No.	Beschreibung / Description	Qty.
1	6101-1310 -- 1316	Klemmbasis Mini 10 -- 16mm / Clamp base Mini 10 -- 16mm	1
2	6101-1410 -- 1416	Klemmdeckel Mini 10 -- 16mm / Clamp lid Mini 10 -- 16mm	1
3	6105-1314	Schubblock Rohrklemme 10X6,2 / Blocking Joint 10X6,2	1
4	1022-0625	Zylinderschraube M6X25 / Cylinder head bolt M6X25	2



Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise für „Frameclamps“
Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Reinigungs- und Desinfektionsrichtlinien“



Please also note the document “General safety and warning information for „Frameclamps“
Please also note the document “Cleaning and Disinfection Guidelines”



Veillez également noter le document « Informations générales de sécurité et d'avertissement pour „Frameclamps“
Veillez également noter le document « Consignes de nettoyage et de désinfection »



Si prega di leggere anche il documento “Informazioni generali sulla sicurezza e avvertenze per il „Frameclamps“
Si prega di prendere visione anche del documento “Linee guida per la pulizia e la disinfezione”



Tenga en cuenta también el documento “Información general de seguridad y advertencias para „Frameclamps“
Tenga en cuenta también el documento „Pautas de limpieza y desinfección“.



Observe também o documento “Informações gerais de segurança e aviso para „Frameclamps“
Observe também o documento “Diretrizes de Limpeza e Desinfecção”



Kérjük, vegye figyelembe az „Általános biztonsági és figyelmeztető utasítások az „Frameclamps” című dokumentumot is. Kérjük, vegye figyelembe a „Tisztítási és fertőtlenítési irányelvek” című dokumentumot is.



Lees ook het document “Algemene veiligheids- en waarschuwingeninformatie voor „Frameclamps”
Neem ook het document “Reinigings- en desinfectierichtlijnen” in acht.



Vær også oppmerksom på dokumentet „Generell sikkerhets- og advarselsinformasjon for „Frameclamps”
Vær også oppmerksom på dokumentet „Retningslinjer for rengjøring og desinfeksjon



Bemærk også dokumentet „Generel sikkerheds- og advarselsinformation for „Frameclamps”
Bemærk også dokumentet „Rengørings- og desinfektionsretningslinjer“



Observera även dokumentet „Allmän säkerhets- och varningsinformation för „Frameclamps”
Observera också dokumentet „Rengörings- och desinfektionsriktlinjer“



Huomioi myös asiakirja „Yleiset turvallisuus- ja varoitukset „Frameclamps”
Huomioi myös asiakirja „Puhdistus- ja desinfiointiohjeet“

INSORS® GMBH



Struthof 2
55595 Münchwald / Germany



+49 6706 915 1630



+49 6706 915 1640



udaption@insors.de



www.udaption.com

