



**Sicherheit**  
**Safety**



**Montage**  
**Mounting**





**Stückliste**  
**Bill of material**

# UDAPTION®

## Frameclamps

**FC T-Nut SKS Rehab**





**6101-2076**








2x  
1021-0516



2x  
1049-0094







| Pos. | Art. No.      | Beschreibung / Description                        | Qty. |
|------|---------------|---------------------------------------------------|------|
| 1    | 6120-1312-007 | RKN 50 Universal-Adapter                          | 1    |
| 2    | 1049-0094     | Nutenstein 5X7,7X5 M5 / T-NUT 5X7,7X5 M5          | 2    |
| 3    | 1021-0512     | Zylinderschraube M5X12 / Cylinder head bolt M5X12 | 2    |
| 4    | 1059-0017     | Stützscheibe 5X10X1 / Washer 5X10X1               | 2    |



Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise für „Frame Clamps“  
Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Reinigungs- und Desinfektionsrichtlinien“



Please also note the document “General safety and warning information for „Frame Clamps“  
Please also note the document “Cleaning and Disinfection Guidelines”



Veillez également noter le document « Informations générales de sécurité et d'avertissement pour „Frame Clamps“  
Veillez également noter le document « Consignes de nettoyage et de désinfection »



Si prega di leggere anche il documento “Informazioni generali sulla sicurezza e avvertenze per il „Frame Clamps“  
Si prega di prendere visione anche del documento “Linee guida per la pulizia e la disinfezione”



Tenga en cuenta también el documento “Información general de seguridad y advertencias para „Frame Clamps“  
Tenga en cuenta también el documento „Pautas de limpieza y desinfección“.



Observe também o documento “Informações gerais de segurança e aviso para „Frame Clamps“  
Observe também o documento “Diretrizes de Limpeza e Desinfecção”



Kérjük, vegye figyelembe az „Általános biztonsági és figyelmeztető utasítások az „Frame Clamps“ című dokumentumot is. Kérjük, vegye figyelembe a „Tisztítási és fertőtlenítési irányelvek” című dokumentumot is.



Lees ook het document “Algemene veiligheids- en waarschuwingeninformatie voor „Frame Clamps“  
Neem ook het document “Reinigings- en desinfectierichtlijnen” in acht.



Vær også oppmerksom på dokumentet „Generell sikkerhets- og advarselsinformasjon for „Frame Clamps“  
Vær også oppmerksom på dokumentet „Retningslinjer for rengjøring og desinfeksjon



Bemærk også dokumentet „Generel sikkerheds- og advarselsinformation for „Frame Clamps“  
Bemærk også dokumentet „Rengørings- og desinfektionsretningslinjer“




Observera även dokumentet „Allmän säkerhets- och varningsinformation för „Frame Clamps“  
Observera också dokumentet „Rengörings- och desinfektionsriktlinjer“



Huomioi myös asiakirja „Yleiset turvallisuus- ja varoitukset „Frame Clamps“  
Huomioi myös asiakirja „Puhdistus- ja desinfiointiohjeet“

INSORS® GMBH



Struthof 2  
55595 Münchwald / Germany



+49 6706 915 1630



+49 6706 915 1640



udaption@insors.de



www.udaption.com

