



Sicherheit
Safety



Montage
Mounting










Stückliste
Bill of material



UDAPTION®

Frameclamps

FC UNI M8 Mini
6101-2082







Pos.	Art. No.	Beschreibung / Description	Qty.
1	6120-1313-007	Platte M8 Mini / Plate M8 Mini	1
1a	6120-1312-007	Universal Adapter RKN 50 / Universal adapter RKN 50	1
2	1049-0008	Sechskantmutter M8 / Nut M8	2
3	1049-0006	Schskanktmutter M6 / Nut M6	2
4	1059-0021	Karroseriescheibe 6,4 / Washer 6,4	4
5	1059-0011	Stützscheibe 8X14X1,2 / Washer 8X14X1,2	2
6	1114-0055	Hülse Stahl 7,8X0,8X6,2mm / Sleeve 7,8X0,8X6,2mm	2
7	1021-0625	Zylinderschraube M6X25 / Cylinder head bolt M6X25	2
8	1022-0630	Zylinderschraube M6X30 / Cylinder head bolt M6X30	2
9	1022-0640	Zylinderschraube M6X40 / Cylinder head bolt M6X40	2
10	1022-0650	Zylinderschraube M6X50 / Cylinder head bolt M6X50	2
11	1022-0830	Zylinderschraube M8X30 / Cylinder head bolt M8X30	2
12	1022-0850	Zylinderschraube M8X50 / Cylinder head bolt M8X50	2
13	1022-0855	Zylinderschraube M8X55 / Cylinder head bolt M8X55	2



Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise für „Frame Clamps“
Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Reinigungs- und Desinfektionsrichtlinien“



Please also note the document “General safety and warning information for „Frame Clamps“
Please also note the document “Cleaning and Disinfection Guidelines”



Veillez également noter le document « Informations générales de sécurité et d'avertissement pour „Frame Clamps“
Veillez également noter le document « Consignes de nettoyage et de désinfection »



Si prega di leggere anche il documento “Informazioni generali sulla sicurezza e avvertenze per il „Frame Clamps“
Si prega di prendere visione anche del documento “Linee guida per la pulizia e la disinfezione”



Tenga en cuenta también el documento “Información general de seguridad y advertencias para „Frame Clamps“
Tenga en cuenta también el documento „Pautas de limpieza y desinfección“.



Observe também o documento “Informações gerais de segurança e aviso para „Frame Clamps“
Observe também o documento “Diretrizes de Limpeza e Desinfecção”



Kérjük, vegye figyelembe az „Általános biztonsági és figyelmeztető utasítások az „Frame Clamps“ című dokumentumot is. Kérjük, vegye figyelembe a „Tisztítási és fertőtlenítési irányelvek” című dokumentumot is.



Lees ook het document “Algemene veiligheids- en waarschuwingeninformatie voor „Frame Clamps“
Neem ook het document “Reinigings- en desinfectierichtlijnen” in acht.



Vær også oppmerksom på dokumentet „Generell sikkerhets- og advarselsinformasjon for „Frame Clamps“
Vær også oppmerksom på dokumentet „Retningslinjer for rengjøring og desinfeksjon



Bemærk også dokumentet „Generel sikkerheds- og advarselsinformation for „Frame Clamps“
Bemærk også dokumentet „Rengørings- og desinfektionsretningslinjer“




Observera även dokumentet „Allmän säkerhets- och varningsinformation för „Frame Clamps“
Observera också dokumentet „Rengörings- och desinfektionsriktlinjer“



Huomioi myös asiakirja „Yleiset turvallisuus- ja varoitukset „Frame Clamps“
Huomioi myös asiakirja „Puhdistus- ja desinfiointiohjeet“

INSORS® GMBH



Struthof 2
55595 Münchwald / Germany



+49 6706 915 1630



+49 6706 915 1640



udaption@insors.de



www.udaption.com

