



Sicherheit
Safety



Montage
Mounting



Stückliste
Bill of material


UDAPTION®

Frameclamps

FC UNI Round
6101-2083




2x
1043-0006




2x
1021-0612


2x
1051-0006





2x
1021-0620




2x
1021-0630





2x
1021-0640






36 mm





M6X20 / X = 0-10mm
M6X30 / X = 10-20mm
M6X40 / X = 20-30mm



1043-0006






1021-0612



1043-0006

1051-0006

1021-0612
1021-0620
1021-0630
1021-0640



Pos.	Art. No.	Beschreibung / Description	Qty.
1	6120-1312-007	RKN 50 Universal-Adapter	1
2	1049-0006	Sechskantmutter M6 ISO 4032 / Nut M6 ISO 4032	2
3	1050-0006	Stützscheibe 6,4X1 / Washer 6,4X1	2
4	1022-0612	Zylinderschraube M6X12 / Cylinder head bolt M6X12	2
5	1022-0620	Zylinderschraube M6X20 / Cylinder head bolt M6X20	2
6	1022-0630	Zylinderschraube M6X30 / Cylinder head bolt M6X30	2
7	1022-0640	Zylinderschraube M6X40 / Cylinder head bolt M6X40	2



Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise für „Frame Clamps“
Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Reinigungs- und Desinfektionsrichtlinien“



Please also note the document “General safety and warning information for „Frame Clamps“
Please also note the document “Cleaning and Disinfection Guidelines”



Veillez également noter le document « Informations générales de sécurité et d'avertissement pour „Frame Clamps“
Veillez également noter le document « Consignes de nettoyage et de désinfection »



Si prega di leggere anche il documento “Informazioni generali sulla sicurezza e avvertenze per il „Frame Clamps“
Si prega di prendere visione anche del documento “Linee guida per la pulizia e la disinfezione”



Tenga en cuenta también el documento “Información general de seguridad y advertencias para „Frame Clamps“
Tenga en cuenta también el documento „Pautas de limpieza y desinfección“.



Observe também o documento “Informações gerais de segurança e aviso para „Frame Clamps“
Observe também o documento “Diretrizes de Limpeza e Desinfecção”



Kérjük, vegye figyelembe az „Általános biztonsági és figyelmeztető utasítások az „Frame Clamps“ című dokumentumot is. Kérjük, vegye figyelembe a „Tisztítási és fertőtlenítési irányelvek” című dokumentumot is.



Lees ook het document “Algemene veiligheids- en waarschuwingeninformatie voor „Frame Clamps“
Neem ook het document “Reinigings- en desinfectierichtlijnen” in acht.



Vær også oppmerksom på dokumentet „Generell sikkerhets- og advarselsinformasjon for „Frame Clamps“
Vær også oppmerksom på dokumentet „Retningslinjer for rengjøring og desinfeksjon



Bemærk også dokumentet „Generel sikkerheds- og advarselsinformation for „Frame Clamps“
Bemærk også dokumentet „Rengørings- og desinfektionsretningslinjer“




Observera även dokumentet „Allmän säkerhets- och varningsinformation för „Frame Clamps“
Observera också dokumentet „Rengörings- och desinfektionsriktlinjer“



Huomioi myös asiakirja „Yleiset turvallisuus- ja varoitukset „Frame Clamps“
Huomioi myös asiakirja „Puhdistus- ja desinfiointiohjeet“

INSORS® GMBH



Struthof 2
55595 Münchwald / Germany



+49 6706 915 1630



+49 6706 915 1640



udaption@insors.de



www.udaption.com

