



Sicherheit
Safety



Montage
Mounting



Bedienung
Handling



Stückliste
Bill of material

UDAPTION®



Stand-Series

Star-Stand

6100-0006


DELTA WEIGHT








Do not use the Star-Stand! Counterweight missing!
Star-Stand nicht benutzen! Kontergewicht fehlt!













Do not use the Star-Stand! Counterweight missing!
Star-Stand nicht benutzen! Kontergewicht fehlt!



Do not use the Star-Stand! Counterweight missing!
Star-Stand nicht benutzen! Kontergewicht fehlt!




1x
6100-1424






5x






Click














5x
1241-1011

1x
6100-1401













Pos.	Art.-No.	Beschreibung	Qty.
1	1130-0001	Tellerfeder DIN 2093 A 16x8,2x0,9	6
2	1059-0021	Passscheibe DIN 988 8x14x0,5	1




Shipped only with counterweight removed when origin package is missing
Versand nur bei ausgebautem Kontergewicht wenn original Karton fehlt



Do not use the Star-Stand! Counterweight missing!
Star-Stand nicht benutzen! Kontergewicht fehlt!





Pos.	Art. No.	Beschreibung / Description	Qty.
1	7000-0252	Basis Star-Stand / Base Star-Stand	1
2	1241-008	Doppelrolle mit Bremse Ø 50mm caster Ø 50mm	5
3	6100-1420	Kontergewicht 8 Kg / Counterweight 8 Kg	1
3.1	6100-1424	Sicherungsblech mit Schraube und Scheiben Locking plate with screw and washers	1
4	6100-1204	Vertikalstütze Star-Stand / Vertical support Star-Stand	1
5	6100-0101	Horizontalhalterung 22 / Horizontal mount 22	1
5.1	6110-2242-007	AL-Rundrohr Ø 22X2X400 schwarz eloxiert mit Abrutschsicherung AL-Tube Ø 22X2X400 with slip out protection	1
5.2	6105-1101	Standard Rohrgelenk 22 mm / Standard joint 22 mm	1
5.3	6110-2232-007	AL-Rundrohr Ø 22X2X300 schwarz eloxiert mit Abrutschsicherung AL-Tube Ø 22X2X300 with slip out protection	1
5.4	6180-0001	UDA-1B-22	1
6	1022-0850	Zylinderschraube M8X50 / Cylinder head bolt M8X50	1
7	1022-0835	Zylinderschraube M8X35 / Cylinder head bolt M8X35	1
8	1022-0833	Zylinderschraube M8X30 / Cylinder head bolt M8X30	2
9	1022-0620	Zylinderschraube M6X20 / Cylinder head bolt M6X20	1
10	1022-0616	Zylinderschraube M6X16 / Cylinder head bolt M6X16	1
11	1099-0031	4mm Sechskantschlüssel / 4mm Allen key	1
12	1099-0039	5mm T-Griff Sechskant / 5mm T-Handle allen key	1



Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise für „Stand-Series“
Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Reinigungs- und Desinfektionsrichtlinien“



Please also note the document "General safety and warning information for „Stand-Series“
Please also note the document "Cleaning and Disinfection Guidelines"



Veuillez également noter le document « Informations générales de sécurité et d'avertissement pour „Stand-Series“
Veuillez également noter le document « Consignes de nettoyage et de désinfection »



Si prega di leggere anche il documento "Informazioni generali sulla sicurezza e avvertenze per il „Stand-Series“
Si prega di prendere visione anche del documento "Linee guida per la pulizia e la disinfezione"



Tenga en cuenta también el documento "Información general de seguridad y advertencias para „Stand-Series“
Tenga en cuenta también el documento „Pautas de limpieza y desinfección“.



Observe também o documento "Informações gerais de segurança e aviso para „Stand-Series“
Observe também o documento "Diretrizes de Limpeza e Desinfecção"



Kérjük, vegye figyelembe az „Általános biztonsági és figyelmeztető utasítások az „Stand-Series“ című dokumentumot is.
Kérjük, vegye figyelembe a „Tisztítási és fertőtlenítési irányelvek” című dokumentumot is.



Lees ook het document "Algemene veiligheids- en waarschuwingeninformatie voor „Stand-Series“
Neem ook het document "Reinigings- en desinfectierichtlijnen" in acht.



Vær også oppmerksom på dokumentet „Generell sikkerhets- og advarselsinformasjon for „Stand-Series“
Vær også oppmerksom på dokumentet „Retningslinjer for rengjøring og desinfeksjon"



Bemærk også dokumentet „Generel sikkerheds- og advarselsinformation for „Stand-Series“
Bemærk også dokumentet „Rengørings- og desinfektionsretningslinjer"



Observera även dokumentet „Allmän säkerhets- och varningsinformation för „Stand-Series“
Observera också dokumentet „Rengörings- och desinfektionsriktlinjer"



Huomioi myös asiakirja „Yleiset turvallisuus- ja varoitukset „Stand-Series“
Huomioi myös asiakirja „Puhdistus- ja desinfiointiohjeet"

INSORS® GMBH



Struthof 2
55595 Münchwald / Germany



+49 6706 915 1630



+49 6706 915 1640



udaption@insors.de



www.udaption.com

