



Sicherheit
Safety



Montage
Mounting



Bedienung
Handling





Stückliste
Bill of material


UDAPTION®


Stand-Series





V-Stand
6100-0004




































Pos.	Art.-No.	Beschreibung	Qty.
1	1130-0001	Tellerfeder DIN 2093 A 16x8,2x0,9	6
2	1059-0021	Passscheibe DIN 988 8x14x0,5	1





Pos.	Art. No.	Beschreibung / Description	Qty.
1	6100-1520	Seitenstrebe rechts SK / Side strut right	1
2	6100-1510	Seitenstrebe links SK / Side strut left	1
3	1241-0008	Doppelrolle mit Bremse Ø 50mm caster Ø 50mm Swivel	4
4	6100-1203	Vertikalstütze V-Stand / Vertical support U-Stand	1
5	6100-0101	Horizontalhalterung 22 / Horizontal mount 22	1
5.1	6110-2242-007	AL-Rundrohr Ø 22X2X400 schwarz eloxiert mit Abrutschsicherung AL-Tube Ø 22X2X400 with slip out protection	1
5.2	6105-1101	Standard Rohrgelenk 22 mm / Standard joint 22 mm	1
5.3	6110-2232-007	AL-Rundrohr Ø 22X2X300 schwarz eloxiert mit Abrutschsicherung AL-Tube Ø 22X2X300 with slip out protection	1
5.4	6180-0001	UDA-1B-22	1
6	1099-0039	5mm T-Griff Sechskant / 5mm T-Handle allen key	1
7	1099-0031	4mm Sechskantschlüssel / 4mm Allen key	1
8	1022-0850	Zylinderschraube M8X50 / Cylinder head bolt M8X50	1
9	1022-0835	Zylinderschraube M8X35 / Cylinder head bolt M8X35	3
10	1022-0833	Zylinderschraube M8X30 / Cylinder head bolt M8X30	1
11	1022-0625	Zylinderschraube M6X25 / Cylinder head bolt M6X25	1
12	1022-0616	Zylinderschraube M6X16 / Cylinder head bolt M6X16	1



Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise für „Stand-Series“
Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Reinigungs- und Desinfektionsrichtlinien“



Please also note the document “General safety and warning information for „Stand-Series“
Please also note the document “Cleaning and Disinfection Guidelines”



Veuillez également noter le document « Informations générales de sécurité et d'avertissement pour „Stand-Series“
Veuillez également noter le document « Consignes de nettoyage et de désinfection »



Si prega di leggere anche il documento “Informazioni generali sulla sicurezza e avvertenze per il „Stand-Series“
Si prega di prendere visione anche del documento “Linee guida per la pulizia e la disinfezione”



Tenga en cuenta también el documento “Información general de seguridad y advertencias para „Stand-Series“
Tenga en cuenta también el documento „Pautas de limpieza y desinfección”.



Observe também o documento “Informações gerais de segurança e aviso para „Stand-Series“
Observe também o documento “Diretrizes de Limpeza e Desinfecção”



Kérjük, vegye figyelembe az „Általános biztonsági és figyelmeztető utasítások az „Stand-Series“ című dokumentu-
mot is. Kérjük, vegye figyelembe a „Tisztítási és fertőtlenítési irányelvek” című dokumentumot is.



Lees ook het document “Algemene veiligheids- en waarschuwinginformatie voor „Stand-Series“
Neem ook het document “Reinigings- en desinfectierichtlijnen” in acht.



Vær også oppmerksom på dokumentet „Generell sikkerhets- og advarselsinformasjon for „Stand-Series“
Vær også oppmerksom på dokumentet „Retningslinjer for rengjøring og desinfeksjon



Bemærk også dokumentet „Generel sikkerheds- og advarselsinformation for „Stand-Series“
Bemærk også dokumentet „Rengørings- og desinfektionsretningslinjer“



Observera även dokumentet „Allmän säkerhets- och varningsinformation för „Stand-Series“
Observera också dokumentet „Rengörings- och desinfektionsriktlinjer“



Huomioi myös asiakirja „Yleiset turvallisuus- ja varoitukset „Stand-Series“
Huomioi myös asiakirja „Puhdistus- ja desinfiointiohjeet“

INSORS® GMBH



Struthof 2
55595 Münchwald / Germany



+49 6706 915 1630



+49 6706 915 1640



udaption@insors.de



www.udaption.com

