



Sicherheit
Safety



Montage
Mounting



Bedienung
Handling



Stückliste
Bill of material

UDAPTION®




Table-Series


Clamp Flex UDA / Flex PIN





6120-0020 / 6120-0021





 1,0 Kg UDA / 0,85 Kg PIN












1021-0640-DOR




1022-0640








1021-0635-DOR







1022-0635





5





Pos.	Art. No.	Beschreibung / Description	Qty.
1	6101-2065	FC Superclamp basic	1
2	6110-6359	Flexrohr Ø 16X350 schwarz / Flex-Tube Ø 16X350	1
3 *	6180-0003	UDA PIN only 6120-0020	1
4	6105-1205	Standard Rohrgelenk 16-10 / Standard Joint 16-10	1
5	1022-0635	Zylinderschraube M6X35 DIN/ISO 7984/ Cylinder head bolt M6X35	1
6	1099-0031	4mm Sechskantschlüssel / 4mm Allen Key	1



Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise für „Table-Series“
Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Reinigungs- und Desinfektionsrichtlinien“



Please also note the document “General safety and warning information for „Table-Series“
Please also note the document “Cleaning and Disinfection Guidelines”



Veuillez également noter le document « Informations générales de sécurité et d'avertissement pour „Table-Series“
Veuillez également noter le document « Consignes de nettoyage et de désinfection »



Si prega di leggere anche il documento “Informazioni generali sulla sicurezza e avvertenze per il „Table-Series“
Si prega di prendere visione anche del documento “Linee guida per la pulizia e la disinfezione”



Tenga en cuenta también el documento “Información general de seguridad y advertencias para „Table-Series“
Tenga en cuenta también el documento „Pautas de limpieza y desinfección“.



Observe também o documento “Informações gerais de segurança e aviso para „Table-Series“
Observe também o documento “Diretrizes de Limpeza e Desinfecção”



Kérjük, vegye figyelembe az „Általános biztonsági és figyelmeztető utasítások az „Table-Series” című dokumentumot is.
Kérjük, vegye figyelembe a „Tisztítási és fertőtlenítési irányelvek” című dokumentumot is.



Lees ook het document “Algemene veiligheids- en waarschuwingeninformatie voor „Table-Series”
Neem ook het document “Reinigings- en desinfectierichtlijnen” in acht.



Vær også oppmerksom på dokumentet „Generell sikkerhets- og advarselsinformasjon for „Table-Series”
Vær også oppmerksom på dokumentet „Retningslinjer for rengjøring og desinfeksjon



Bemærk også dokumentet „Generel sikkerheds- og advarselsinformation for „Table-Series”
Bemærk også dokumentet „Rengørings- og desinfektionsretningslinjer“



Observera även dokumentet „Allmän säkerhets- och varningsinformation för „Table-Series”
Observera också dokumentet „Rengörings- och desinfektionsriktlinjer“



Huomioi myös asiakirja „Yleiset turvallisuus- ja varoitukset „Table-Series”
Huomioi myös asiakirja „Puhdistus- ja desinfiointiohjeet“

INSORS® GMBH



Struthof 2
55595 Münchwald / Germany



+49 6706 915 1630



+49 6706 915 1640



udaption@insors.de



www.udaption.com

