



Sicherheit
Safety



Montage
Mounting



Bedienung
Handling




Stückliste
Bill of material

UDAPTION®

Table-Series



Mini Clamp II / Spring
6120-0031 / 6120-0033














6120-0033









Pos.	Art. No.	Beschreibung / Description	Qty.
1	6101-2063	FC Miniclamp	1
2	6110-1200-007	Al-Stab Ø 10X200 / Aluminum rod Ø 10X200	1
3	6110-1150-007	Al-Stab Ø 10X150 / Aluminum rod Ø 10X200	1
3*	6110-1158	Spring tube Ø 10X150 (6120-0033)	1
4	6105-1301	Standard Rohrgelenk 10 mm / Sandard joint 10 mm	2



Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise für „Table-Series“
Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Reinigungs- und Desinfektionsrichtlinien“



Please also note the document “General safety and warning information for „Table-Series“
Please also note the document “Cleaning and Disinfection Guidelines”



Veuillez également noter le document « Informations générales de sécurité et d'avertissement pour „Table-Series“
Veuillez également noter le document « Consignes de nettoyage et de désinfection »



Si prega di leggere anche il documento “Informazioni generali sulla sicurezza e avvertenze per il „Table-Series“
Si prega di prendere visione anche del documento “Linee guida per la pulizia e la disinfezione”



Tenga en cuenta también el documento “Información general de seguridad y advertencias para „Table-Series“
Tenga en cuenta también el documento „Pautas de limpieza y desinfección“.



Observe também o documento “Informações gerais de segurança e aviso para „Table-Series“
Observe também o documento “Diretrizes de Limpeza e Desinfecção”



Kérjük, vegye figyelembe az „Általános biztonsági és figyelmeztető utasítások az „Table-Series” című dokumentumot is.
Kérjük, vegye figyelembe a „Tisztítási és fertőtlenítési irányelvek” című dokumentumot is.



Lees ook het document “Algemene veiligheids- en waarschuwinginformatie voor „Table-Series”
Neem ook het document “Reinigings- en desinfectierichtlijnen” in acht.



Vær også oppmerksom på dokumentet „Generell sikkerhets- og advarselsinformasjon for „Table-Series”
Vær også oppmerksom på dokumentet „Retningslinjer for rengjøring og desinfeksjon



Bemærk også dokumentet „Generel sikkerheds- og advarselsinformation for „Table-Series”
Bemærk også dokumentet „Rengørings- og desinfektionsretningslinjer“



Observera även dokumentet „Allmän säkerhets- och varningsinformation för „Table-Series”
Observera också dokumentet „Rengörings- och desinfektionsriktlinjer“



Huomioi myös asiakirja „Yleiset turvallisuus- ja varoitukset „Table-Series”
Huomioi myös asiakirja „Puhdistus- ja desinfiointiohjeet“

INSORS® GMBH



Struthof 2
55595 Münchwald / Germany



+49 6706 915 1630



+49 6706 915 1640



udaption@insors.de



www.udaption.com

