BI-BED-6102-1120/1130 V01.0 10.09.2025

UDAPTION®


Spacer

Montage
Mounting


Distanzstück 25/38mm - Spacer 25/38mm


6102-1120 / 6102-1130

Stückliste
Bill of material












Pos.	Art. No.	Beschreibung / Description	Qty.
1	6102-1121-007	Grundkörper Distanzstück 25mm / Base body Spacer 25mm	1
1*	6102-1131-007	Grundkörper Distanzstück 38m / Base body Spacer 38mm	1*
2	1022-0820	Zylinderschraube M8X20 / Cylinder head bolt M8X20	1
3	1130-1001	Federpaket M8 / Springpackage M8	1


32
Caution! Support weight before loosening!


32


32
Caution! Support weight before loosening!

Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise für „Mobile-Series“
Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Reinigungs- und Desinfektionsrichtlinien“



Please also note the document “General safety and warning information for „Mobile-Series”
Please also note the document “Cleaning and Disinfection Guidelines”



Veuillez également noter le document « Informations générales de sécurité et d‘avertissement pour „Mobile -Series”
Veuillez également noter le document « Consignes de nettoyage et de désinfection »



Si prega di leggere anche il documento “Informazioni generali sulla sicurezza e avvertenze per il „Mobile-Series”
Si prega di prendere visione anche del documento “Linee guida per la pulizia e la disinfezione”



Tenga en cuenta también el documento “Información general de seguridad y advertencias para „Mobile-Series” Tenga en cuenta también el documento „Pautas de limpieza y desinfección“.



Observe também o documento “Informações gerais de segurança e aviso para „Mobile-Series”
Observe também o documento “Diretrizes de Limpeza e Desinfecção”



Kérjük, vegye figyelembe az „Általános biztonsági és figyelmeztető utasítások az „Mobile-Series” című dokumentumot is. Kérjük, vegye figyelembe a „Tisztítási és fertőtlenítési irányelvek” című dokumentumot is.



Lees ook het document “Algemene veiligheids- en waarschuwingsinformatie voor „Mobile-Series”
Neem ook het document “Reinigings- en desinfectierichtlijnen” in acht.



Vær også oppmerksom på dokumentet „Generell sikkerhets- og advarselsinformasjon for „Mobile-Series” Vær også oppmerksom på dokumentet „Retningslinjer for rengjøring og desinfeksjon



Bemærk også dokumentet „Generel sikkerheds- og advarselsinformation for „Mobile-Series”
Bemærk også dokumentet „Rengørings- og desinfektionsretningslinjer“



Observera även dokumentet „Allmän säkerhets- och varningsinformation för „Mobile-Series” Observera också dokumentet „Rengörings- och desinfektionsriktlinjer“



Huomioi myös asiakirja „Yleiset turvallisuus- ja varoitukset „Mobile-Series”
Huomioi myös asiakirja „Puhdistus- ja desinfiointiohjeet“

INSORS® GMBH

Struthof 2
55595 Münchwald / Germany

+49 6706 915 1630

+49 6706 915 1640

udaption@insors.de

www.udaption.com